


Anticorps Monoclonal Pe De Lapin Anti-Gprc5D Humain Pour Cytométrie En Flux - Q9Nzd1

Numéro d'article: CM0011152



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le GPRC5D humain pour la cytométrie en flux. Le GPRC5D est un récepteur couplé aux protéines G impliqué dans l'expression de la kératine dure et le développement des cheveux et des ongles. Adapté aux échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE de lapin anti-GPRC5D humain
Remarques / Alias	GPRC5D
Espèce	Humain
Identifiant de gène	55507
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du GPRC5D humain (NP_061124.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NZD1
Poids protéique	34kDa/36kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace