

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Humain Hif-1 Alpha Conjugué Pe Pour Fc (Intra) - Q16665

Numéro d'article: CM0004182



Introduction

Anticorps Monoclonaux de Lapin anti-Humain HIF-1 alpha Conjugué PE pour cytométrie en flux intracellulaire. Convient pour la recherche sur la réponse à l'hypoxie, le cancer et l'adaptation métabolique. Réagit avec l'humain. - Q16665

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE Lapin anti-Humain HIF-1 alpha mAb
Remarques/Alias	HIF1, MOP1, PASD8, HIF-1A, bHLHe78, HIF-1alpha, HIF1-ALPHA, HIF-1-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3091
GeneID	3091
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 401-500 de HIF1 alpha (NP_001521.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q16665
Poids Protéique	93kDa
Expédition	Sac de glace