

Pe Lapin Anti-Humain Hmox1 Mac - P09601

Numéro d'article: CM0009840



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la phycoérythrine (PE) contre l'Hème Oxygénase 1 humaine (HMOX1/HO-1) pour la cytométrie en flux intracellulaire. Reconnaît HMOX1 humain ; l'immunogène correspond aux acides aminés 1-265. Convient pour la recherche sur l'apoptose et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain HMOX1 mAc
Remarques/Alias	HO-1 ; HSP32 ; HMOX1D ; bK286B10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3162
GeneID	3162
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-265 de l'Hème Oxygénase 1 humaine (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09601
Poids moléculaire protéique	33 kDa
Expédition	Glacière