


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Icam-1/Cd54 Humain Pour Fc - P05362

Numéro d'article: CM0010614



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE haute performance dirigé contre l'ICAM-1/CD54 humain (SWISS : P05362), validé pour des applications en cytométrie en flux (FC), adapté à la recherche en immunologie et sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Rabbit anti-Human ICAM-1/CD54 mAb
Remarques / Alias	BB2; CD54; P3.58
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3383
GeneID	3383
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-480 de l'ICAM-1/CD54 humain (NP_000192.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05362
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace