

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ifn-Gamma Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P01579

Numéro d'article: CM0012546



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant l'interféron gamma humain (IFN-gamma) pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour détecter l'expression des cytokines dans les lymphocytes T activés pour la recherche en immunologie et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-IFN-gamma humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	IFG; IFI; IMD69
Espèce	Humain
ID du gène	3458 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-166 de l'IFN-gamma humain (NP_000610.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux intracellulaire
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01579
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Poche de glace