


Anticorps Monoclonal Anti-IgA1 Humain Conjugué Pe De Lapin Pour La Cytométrie En Flux - P01876

Numéro d'article: CM0011612



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la phycoérythrine (PE) ciblant la région constante de l'IgA1 humain pour la cytométrie en flux. L'immunogène recombinant (acides aminés 99-353) assure la spécificité pour la sous-classe IgA1 ; convient à l'analyse d'échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-IgA1 humain conjugué PE
Remarques/Alias	IgA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3493
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-353 de l'IgA1 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01876
Poids moléculaire de la protéine	38kDa/42KDa
Expédition	Sac de glace