


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgG Humaine (Fc) Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P01857

Numéro d'article: CM0012685



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la région Fc des IgG humaines (IGHG1) pour la cytométrie en flux. Reconnaît la région constante des IgG1 humaines. Immunogène : fragment Fc recombinant. Convient aux échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-IgG humaine (Fc) conjugué à la PE
Remarques/Alias	IGHG1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3500
GeneID	3500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 330 des IgG humaines (Fc) (P01857)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01857
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Avec pain de glace