


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-IgG Humaine (Fc) Pour Cytométrie En Flux - P01857

Numéro d'article: CM0011248



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la région Fc de la gamma 1 constante lourde de l'IgG humaine (IGHG1). Réagit avec l'IgG1 humaine, adapté aux applications de cytométrie en flux (CF). SWISS : P01857.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-IgG humaine (Fc)
Remarques / Alias	IGHG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3500
GeneID	3500
Immunogène	Protéine recombinante (ou fragment). Cette information est considérée comme commercialement sensible.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01857
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace