

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-IL-10Ra/Cd210 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q13651

Numéro d'article: CM0012155



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE dirigé contre l'IL-10RA/CD210 humain (récepteur alpha de l'IL-10), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la signalisation anti-inflammatoire médiée par l'IL-10 dans les cellules hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	PE Rabbit anti-Human IL-10RA/CD210 mAb
Remarques / Alias	CD210; IL10R; CD210a; CDW210A; HIL-10R; IL-10R1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3587
Identifiant du gène	3587
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-235 de l'IL-10RA/CD210 humain (NP_001549.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13651
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sachet de glace