

Mab Pe De Lapin Anti-IL-17Ra/Cd217 Humain Pour Fc - Q96F46

Numéro d'article: CM0009832



Introduction

Un anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant l'IL-17RA/CD217 humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'IL-17 dans l'immunité innée et adaptative, l'inflammation et les interactions hôte-pathogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE de lapin anti-IL-17RA/CD217 humain
Remarques / Alias	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23765
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-320 de l'IL-17RA/CD217 humain (NP_055154.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96F46
Poids de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac de glace