


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL-2 Humain Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P60568

Numéro d'article: CM0008959



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE contre l'Interleukine-2 humaine (IL-2), validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte l'IL-2 humaine, une cytokine clé régulant la croissance des lymphocytes T et la tolérance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	AcM de lapin anti-IL-2 humain conjugué au PE
Remarques/Alias	IL-2 ; TCGF ; lymphokine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3558
GeneID	3558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-153 de l'IL-2 humaine (NP_000577.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P60568
Poids moléculaire protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace