


Pe Lapin Anti-IL-4 Humain Mab - P05112

Numéro d'article: CM0007896



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la phycoérythrine ciblant l'interleukine-4 (IL-4) humaine, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Adapté à la recherche sur la fonction immunitaire, incluant les études sur la régulation de l'IgE et la réponse Th2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-IL-4 humain mAb
Remarques / Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3565
Identifiant du gène	3565
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-153 de l'IL-4 humain (NP_000580.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05112
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac isothermique