


## Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-IL-5 Humaine Pour Cytométrie En Flux - P05113

Numéro d'article: CM0005683



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IL-5 humaine conjugué à la PE, conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire (CF). Adapté aux échantillons humains. Immunogène : acides aminés 20-134 de l'IL-5 humaine. Idéal pour la recherche en immunologie et sur les cytokines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb PE lapin anti-IL-5 humaine                                                                                                                        |
| Remarques / Alias    | EDF, IL-5, TRF, interleukine-5                                                                                                                        |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                |
| Identifiant du gène  | 3567                                                                                                                                                  |
| Immunogène           | Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-134 de l'IL-5 humaine (NP_000870.1)) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                                 |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                 |
| Application          | CF (intra)                                                                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                                                |
| SWISS                | P05113                                                                                                                                                |
| Poids de la protéine | 15 kDa                                                                                                                                                |
| Expédition           | Sachet de glace                                                                                                                                       |