

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain IL18R1/IL-18 R Alpha Conjugué Pe Pour Fc - Q13478

Numéro d'article: CM0005048



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE contre l'IL18R1 humain (IL-18R alpha, CD218a), validé pour la cytométrie en flux. Poids moléculaire cible 62 kDa ; impliqué dans les réponses immunitaires Th1 médiées par l'IL-18.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Anticorps monoclonal de lapin anti-humain IL18R1/IL-18 R alpha conjugué PE                                                                    |
| Remarques/Alias    | CD218a ; IL18RA ; IL1RRP ; CDw218a ; IL-1Rrp ; IL-18Ralpha ; IL18Ralpha2 ; IL-18R-alpha                                                       |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)    | 8809                                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-329 de l'IL18R1/IL-18 R alpha humain (NP_003846.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                         |
| Application        | FC (Cytométrie en flux)                                                                                                                       |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                                        |
| SWISS              | Q13478                                                                                                                                        |
| Poids protéique    | 62 kDa                                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                  |