

Ac M Lapin Anti-Humain IL9 Conjugué Pe - P15248

Numéro d'article: CM0008835



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant l'Interleukine-9 humaine (IL-9, P40/HP40). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC). Idéal pour la recherche en immunologie, détectant l'expression des cytokines dans les lymphocytes T humains et les mastocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m Lapin anti-Humain IL9 conjugué PE
Remarques/Alias	P40 ; HP40 ; IL-9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3578
GeneID	3578
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-144 de l'IL9 humain (NP_000581.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15248
Poids moléculaire de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace