


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Ilt5/Cd85A Conjugué À La Pe Pour Fc - O75022

Numéro d'article: CM0009949



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant l'ILT5/CD85a humain (LILRB3) pour la cytométrie en flux. Validé pour la réactivité croisée humaine ; détecte une protéine d'environ 69/71 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain ILT5/CD85a conjugué à la PE
Remarques/Alias	HL9 ; ILT5 ; LIR3 ; PIRB ; CD85A ; ILT-5 ; LIR-3 ; PIR-B ; LILRA6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	11025
Identifiant du gène	11025
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75022
Poids moléculaire de la protéine	69 kDa / 71 kDa
Expédition	Sac de glace