

Anticorps Monoclonal Anti-Intégrine Alpha 3/Cd49C Humain Conjugué Pe De Lapin Pour La Cytométrie En Flux - P26006

Numéro d'article: CM0005099

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE ciblant l'intégrine alpha-3/CD49c humaine pour les applications de cytométrie en flux. Utile pour étudier les interactions cellule-matrice extracellulaire, la formation d'invadopodes et les mécanismes d'infection microbienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal anti-intégrine alpha 3/CD49c humain de lapin conjugué PE
Remarques/Alias	JEB7 ; VL3A ; CD49C ; FRP-2 ; GAPB3 ; ILNEB ; MSK18 ; VCA-2 ; VLA3a ; GAP-B3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3675
Identifiant du gène	3675
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 466-620 de l'intégrine alpha 3/CD49c humaine (NP_002195.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P26006
Poids moléculaire de la protéine	117 kDa
Expédition	Sac de glace