


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Intégrine B5/Itgb5 Conjugué À Pe Pour Fc - P18084

Numéro d'article: CM0011440



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à PE ciblant l'intégrine bêta-5 humaine (ITGB5) pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur de la fibronectine dépendant du RGD et le récepteur de l'adénovirus ; localisation à la membrane cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | PE Lapin anti-Humain Intégrine β5/ITGB5 mAb                                                                                               |
| Remarques/Alias    | ITGB5 ; intégrine bêta-5                                                                                                                  |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)    | 3693                                                                                                                                      |
| GeneID             | 3693                                                                                                                                      |
| Immunogène         | Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 24 et 490 de l'intégrine β5/ITGB5 humaine (NP_002204.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                     |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                     |
| Application        | FC                                                                                                                                        |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                                    |
| SWISS              | P18084                                                                                                                                    |
| Poids moléculaire  | 88kDa                                                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                              |