

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Human Kir2DL4/Cd158D Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - Q99706

Numéro d'article: CM0004823



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le KIR2DL4 (CD158d) humain, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur immunoglobuline-like des cellules tueuses impliqué dans les fonctions effectrices des cellules NK et la tolérance immunitaire materno-fœtale. Réagit de manière croisée avec l'humain. - Q99706

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Human KIR2DL4/CD158d mAb
Remarques/Alias	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS
Espèce	Humain
ID de gène	3805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 24-242 du KIR2DL4/CD158d humain (NP_002246.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99706
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace