


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Kir3DL1/Cd158E Pour Fc - P43629

Numéro d'article: CM0011651



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant KIR3DL1/CD158e humain (SWISS : P43629). Validé pour cytométrie en flux (FC), il détecte le récepteur inhibiteur des cellules NK. Réactivité par espèce : humaine. Idéal pour l'immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain KIR3DL1/CD158e
Remarques / Alias	KIR; NKB1; NKAT3; NKB1B; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/S1
Espèce	Humain
GeneID	3811
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-340 de KIR3DL1/CD158e humain (NP_037421.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P43629
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace