


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chaîne Légère Lambda Humaine Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P0Cg04

Numéro d'article: CM0008478



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la région constante 1 de l'immunoglobuline lambda humaine (IGLC1). Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour l'immunophénotypage des cellules B et la recherche sur les immunoglobulines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-chaîne légère Lambda humaine mAb
Espèce	Humain
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-106 de la chaîne légère Lambda humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P0CG04
Poids moléculaire	11kDa
Expédition	Sac de glace