


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Lamp1/Cd107A Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P11279

Numéro d'article: CM0010330



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant le LAMP1 humain (CD107a, LAMPA, LGP120) validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte la glycoprotéine membranaire lysosomale impliquée dans la biogenèse des lysosomes, l'autophagie et la cytotoxicité des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Humain LAMP1/CD107a conjugué au PE
Remarques/Alias	LAMPA ; CD107a ; LGP120
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3916
GeneID	3916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-382 du LAMP1/CD107a humain (NP_005552.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11279
Poids moléculaire de la protéine	38kDa/45kDa
Expédition	Sac de glace