

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lgr5 (Gpr49) Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - 075473

Numéro d'article: CM0008654



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le LGR5 (GPR49) humain pour la cytométrie en flux. Haute spécificité pour le peptide C-terminal, idéal pour la recherche sur les cellules souches et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-LGR5 (GPR49) humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	FEX ; HG38 ; GPR49 ; GPR67 ; GRP49
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8549
GeneID	8549
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 480 et 580 du LGR5 humain (NP_003658.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	075473
Poids moléculaire	100 kDa
Expédition	Sac de glace