

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Lifr/Cd118 Humain Pour Fc - P42702

Numéro d'article: CM0004276



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le LIFR/CD118 humain pour cytométrie en flux. Convient à l'étude de la signalisation du récepteur du facteur inhibiteur de la leucémie et des interactions des récepteurs de cytokines en immunologie et dans la recherche sur les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-LIFR/CD118 humain
Remarques / Alias	SWS; SJ52; STWS; CD118; LIF-R
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3977
GeneID	3977
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-833 du LIFR/CD118 humain (NP_002301.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42702
Poids de la protéine	124 kDa
Expédition	Sac de glace