


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mertk Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - Q12866

Numéro d'article: CM0011392



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant MERTK humain, validé pour la cytométrie en flux. Spécifique de l'humain. Idéal pour l'étude de l'efferocytose, de la signalisation dans le cancer et de la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MERTK humain conjugué à la PE
Remarques/alias	MERTK ; MER ; RP38 ; Tyro12 ; c-Eyk ; c-mer ; tyrosine-protein kinase Mer
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10461
GeneID	10461
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 499 de MERTK humain (NP_006334.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q12866
Poids moléculaire	110 kDa
Expédition	Sac de glace