

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Mglur2 Pour Fc - Q14416

Numéro d'article: CM0012245



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE dirigé contre le récepteur métabotrope du glutamate 2 (mGluR2) humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour les études en neuroscience, sur la transmission synaptique et les mécanismes d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain mGluR2
Remarques / Alias	GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2912
GeneID	2912
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-498 de mGluR2 humain (NP_000830.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14416
Poids de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac de glace