

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Mica/Micb Conjugué À La Pe Pour Fc - Q29983 / Q29980

Numéro d'article: CM0005309



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE contre l'humain MICA/MICB pour la cytométrie en flux. Réagit avec les ligands NKG2D induits par le stress, importants pour la surveillance immunitaire et l'immunologie des tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-humain MICA/MICB conjugué à la PE
Remarques/Alias	MIC-A ; PERB11.1 ; PERB11.2 ; MICB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	100507436/4277
GeneID	100507436/4277
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-298 de MICB humain (NP_005922.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q29983/Q29980
Poids protéique	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Expédition	Sac de glace