

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mrc2 Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - Q9Ubg0

Numéro d'article: CM0009245



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le MRC2 humain (CD280, ENDO180) pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude du remodelage du collagène, de l'endocytose et de la progression tumorale dans des échantillons de cellules humaines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MRC2 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	CD280 ; UPARAP ; CLEC13E ; ENDO180
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	9902
ID du gène	9902
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-513 du MRC2 humain (NP_006030.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9UBG0
Poids moléculaire de la protéine	167 kDa
Expédition	Pack de glace