

## Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Nectine-1/Cd111 Humaine Pour Cytométrie En Flux - Q15223

Numéro d'article: CM0009417



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre la Nectine-1/CD111 humaine (Q15223). Adapté à la cytométrie en flux. Utile pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, le développement neuronal et l'entrée des herpèsvirus.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | mAb PE lapin anti-Nectine-1/CD111 humaine                                                                                                   |
| Remarques / Alias            | ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectine-1                                                 |
| Espèce                       | Humaine                                                                                                                                     |
| Identifiant du gène (Humain) | 5818                                                                                                                                        |
| Identifiant du gène          | 5818                                                                                                                                        |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 334 de la Nectine-1/CD111 humaine (NP_002846.3). |
| Origine                      | Lapin                                                                                                                                       |
| Catégorie                    | Anticorps monoclonaux                                                                                                                       |
| Application                  | CF                                                                                                                                          |
| Réactivité croisée           | Humaine                                                                                                                                     |
| SWISS                        | Q15223                                                                                                                                      |
| Poids de la protéine         | 57kDa/51kDa/39kDa                                                                                                                           |
| Expédition                   | Sachet de glace                                                                                                                             |