

Ac Pe Lapin Anti-Humain Ng2 Mab Pour Cytométrie En Flux - Q6Uvk1

Numéro d'article: CM0008028



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le NG2 humain (CSPG4) pour la cytométrie en flux. Reconnaît le protéoglycane de chondroïtine sulfate 4, un récepteur de surface cellulaire impliqué dans la migration cellulaire et l'angiogenèse. Convient aux études sur le mélanome et le microenvironnement tumoral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain NG2 mAb
Remarques/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Espèce	Humain
GeneID (Huma)	1464
GeneID	1464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1583-2224 du NG2 humain (NP_001888.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6UVK1
Poids moléculaire	251kDa
Expédition	Sac de glace