

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Nt5E/Cd73 Conjugué Pe De Lapin Pour La Cytométrie En Flux - P21589

Numéro d'article: CM0007730



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant le NT5E/CD73 humain, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît l'ecto-5'-nucléotidase, une enzyme ancrée par GPI impliquée dans le métabolisme des nucléotides et l'immunosuppression. Idéal pour la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain NT5E/CD73 conjugué PE
Remarques/Alias	NT ; eN ; NT5 ; NTE ; eNT ; CD73 ; E5NT ; CALJA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4907
Identifiant du gène	4907
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-547 du NT5E/CD73 humain (NP_002517.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21589
Poids moléculaire de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace