

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pd-L1/Cd274 Humain Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - Q9Nzq7

Numéro d'article: CM0010810



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PD-L1/CD274 humain conjugué à la PE (B7-H1, PDL1). Convient à la cytométrie en flux (FC). Outil essentiel pour l'étude de la tolérance immunitaire, du blocage des points de contrôle immunitaires et de l'immunothérapie anticancéreuse. Reconnaît une protéine de 33 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-PD-L1/CD274 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	29126
GenelD	29126
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9NZQ7
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace