


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Phospho-Histone H2Ax-S139 Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux - P16104

Numéro d'article: CM0001699



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant la phospho-S139 de l'Histone H2AX humaine, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Convient pour les études sur les dommages à l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Humain Phospho-Histone H2AX-S139 conjugué au PE
Remarques/Alias	H2A.X ; H2A/X ; H2AFX
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3014
GenelD	3014
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16104
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace