

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Plzf Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - Q05516

Numéro d'article: CM0009959



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le PLZF humain (ZBTB16) pour la cytométrie en flux intracellulaire. Validé sur des échantillons humains, 74 kDa, adapté aux études du système hématopoïétique et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-PLZF humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	PLZF ; ZNF145
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7704
GeneID	7704
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 6 à 137 du PLZF humain (NP_005997.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (intracellulaire)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q05516
Poids moléculaire de la protéine	74 kDa
Expédition	Avec poche de glace