


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Podoplanine Humaine Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - Q86YI7

Numéro d'article: CM0010123



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la podoplanine humaine (PDPN), validé pour la cytométrie en flux. Utile pour étudier la migration cellulaire, l'adhésion et la transition épithélio-mésenchymateuse. SWISS : Q86YL7.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Podoplanine humaine mAb
Remarques/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26
Espèce	Humain
GeneID	10630
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-123 de la Podoplanine humaine (NP_006465.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86YL7
Poids moléculaire	17kDa
Expédition	Sac de glace