


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Pth1R Pour Fc - Q03431

Numéro d'article: CM0012153



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le PTH1R humain (récepteur 1 de l'hormone parathyroïdienne) pour cytométrie en flux. Reconnaît le domaine extracellulaire (aa 27-188). Réagit avec le PTH1R humain. ~66 kDa. Usage recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-humain PTH1R mAb
Remarques / Alias	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1
Espèce	Humain
GeneID	5745
Immunogène	Protéine recombinante, protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-188 du PTH1R humain (NP_000307.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q03431
Poids de la protéine	66kDa
Expédition	Sachet de glace