


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Rankl/Cd254 Humain Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - O14788

Numéro d'article: CM0012196



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant RANKL/CD254 (TNFSF11) humain pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour l'étude de la différenciation des ostéoclastes, du remodelage osseux et des interactions entre cellules dendritiques et lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-RANKL/CD254 humain
Remarques / Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Espèce	Humain
Identifiant de gène	8600
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 136-317 de RANKL/CD254 humain (NP_003692.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14788
Poids de la protéine	27kDa/30kDa/35kDa
Expédition	Sachet de glace