


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Siglec-7/Cd328 Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - Q9Y286

Numéro d'article: CM0006162



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le Siglec-7 humain (CD328/AIRM1/p75). Conçu spécifiquement pour la cytométrie en flux (FC). Immunogène recombinant couvrant les acides aminés 18-144. Idéal pour la recherche sur les cellules tueuses naturelles (NK) et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain Siglec-7/CD328 conjugué à la PE
Remarques/Alias	p75 ; QA79 ; AIRM1 ; CD328 ; AIRM-1 ; CDw328 ; D-siglec ; SIGLEC-7 ; SIGLECP2 ; SIGLEC19P ; p75/AIRM1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	27036
GeneID	27036
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-144 du Siglec-7/CD328 humain (NP_055200.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y286
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Glacière/sac de glace