

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Siglec-8 Humain Conjugué À La Pe Pour Fc - Q9Nyz4

Numéro d'article: CM0006216



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le Siglec-8 humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Détecte plusieurs isoformes (44/46/54 kDa) et est idéal pour l'étude de la biologie des éosinophiles, des basophiles et des mastocytes dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Ac monoclonal de lapin anti-Siglec-8 humain conjugué à la PE                                                                     |
| Remarques/Alias      | SAF2 ; SIGLEC-8 ; SIGLEC8L                                                                                                       |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                          |
| GeneID (humain)      | 27181                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17 à 363 du Siglec-8 humain (NP_055257.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                            |
| Application          | FC                                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Humaine                                                                                                                          |
| SWISS                | Q9NYZ4                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 44 kDa/46 kDa/54 kDa                                                                                                             |
| Expédition           | Sac réfrigérant                                                                                                                  |