

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Stat1 Humain Pour Cytométrie En Flux - P42224

Numéro d'article: CM0012164



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la STAT1 humaine. Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour les études sur la signalisation des interférons, la défense antivirale et le facteur de transcription STAT1. Matière première IVD destinée à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Rabbit anti-Human STAT1 mAb
Remarques/Alias	CANDF7 ; IMD31A ; IMD31B ; IMD31C ; ISGF-3 ; STAT91
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6772
GeneID	6772
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 650-750 de la STAT1 humaine (NP_009330.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intracellulaire)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42224
Poids de la protéine	83 kDa/87 kDa
Expédition	Sac de glace