

Anticorps Monoclonal Anti-Stat3 Humain Conjugué Pe De Lapin Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P40763

Numéro d'article: CM0010525



Introduction

Anticorps monoclonal anti-STAT3 humain de lapin conjugué PE pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC). Cible STAT3/APRF, un activateur de transcription de 88 kDa dans les voies IL-6 et JAK/STAT ; réagit de manière croisée avec l'humain. Usage recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal anti-STAT3 humain PE de lapin
Remarques/Alias	APRF ; HIES ; ADMIO ; ADMIO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6774
GeneID	6774
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 611-710 de STAT3 humain (NP_003141.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40763
Poids moléculaire protéique	88 kDa
Expédition	Sac de glace