


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Tigit Humain Pour Cytométrie En Flux - Q495A1

Numéro d'article: CM0008222



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le TIGIT humain (VSIG9, VSTM3), validé pour la cytométrie en flux. Cible un immunorécepteur inhibiteur sur les lymphocytes T et les cellules NK. UniProt Q495A1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-TIGIT humain
Remarques / Alias	VSIG9 ; VSTM3 ; WUCAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	201633
GeneID	201633
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q495A1
Poids de la protéine	18 kDa / 26 kDa
Expédition	Sachet de glace