


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Tim-3/Havcr2 Conjugué À La Pe Pour Fc - Q8Tdq0

Numéro d'article: CM0008423



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le TIM-3/HAVCR2 humain, validé pour la cytométrie en flux. Immunogène recombinant (aa 22-200). Idéal pour la recherche sur les points de contrôle immunitaire et l'épuisement des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE Lapin anti-Humain TIM-3/HAVCR2 mAb
Remarques/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	84868
ID de Gène	84868
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-200 du TIM-3/HAVCR2 humain (NP_116171.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8TDQ0
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace