

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Tlr1 Humain Pour Fc - Q15399

Numéro d'article: CM0011297



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le Toll-like receptor 1 humain (TLR1/CD281). Conçu pour des applications en cytométrie en flux (FC). Cet outil de recherche permet d'étudier les réponses immunitaires innées médiées par TLR1 vis-à-vis des lipopeptides bactériens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-TLR1 humain
Remarques / Alias	TIL ; CD281 ; rsc786 ; TIL. LPRS5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7096
GeneID	7096
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 325 et 424 du TLR1 humain (NP_003254.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15399
Poids de la protéine	90kDa
Expédition	Sac de glace