


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tlr3 Humain Conjugué Pe Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - O15455

Numéro d'article: CM0008254



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE ciblant le TLR3 humain (CD283), validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour les applications de recherche sur l'immunité innée et les infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-TLR3 humain conjugué PE
Remarques/Alias	CD283 ; IIAE2 ; IMD83
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7098
ID du gène	7098
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 24 et 339 du TLR3 humain (NP_003256.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O15455
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Poche de glace