

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Tmprss2 Humain Pour Cytométrie En Flux - O15393

Numéro d'article: CM0004793



Introduction

Anticorps monoclonal PE-conjugué lapin anti-TMPRSS2 humain pour cytométrie en flux. Adapté à l'étude de la progression du cancer de la prostate, des mécanismes d'infection virale (SARS-CoV, SARS-CoV-2) et de la protéolyse des cellules hôtes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-TMPRSS2 humain
Remarques / Alias	PRSS10
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7113
Identifiant du gène	7113
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 106-255 de la TMPRSS2 humaine (NP_005647.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15393
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace