


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tnf-A Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux (Intra) - P01375

Numéro d'article: CM0007785



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TNF- α humain conjugué à la PE pour la coloration intracellulaire en cytométrie en flux. Étudiez le facteur de nécrose tumorale alpha dans les réponses inflammatoires, la régulation immunitaire et la biologie du cancer. Réagit de manière croisée avec le TNF- α humain (cachectine/TNFSF2).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TNF- α humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	DIF ; TNFA ; TNFSF2 ; TNLG1F ; TNF-alpha
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7124
ID du gène	7124
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 77-233 du TNF- α humain (NP_002344.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01375
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Poche de glace