

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trop-2 Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P09758

Numéro d'article: CM0008612



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant TROP-2 humain pour les applications de cytométrie en flux. Reconnaît l'antigène associé aux tumeurs TROP-2, contribuant à la recherche en immuno-oncologie et au développement de diagnostics. - P09758

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TROP-2 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	EGP1 ; GP50 ; M1S1 ; EGP-1 ; TROP2 ; GA7331 ; GA733-1
Espèce	Humaine
ID du gène	4070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27 à 274 de TROP-2 humain (NP_002344.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P09758
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace