

Ac M Lapin Anti-Humain/Singe Cd10 Conjugué Pe Pour Fc - P08473

Numéro d'article: CM0010951



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant le CD10 humain (Neprilysine) pour la cytométrie en flux. Réagit de manière croisée avec l'humain et le singe cynomolgus. Validé pour la recherche immunologique et cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m Lapin anti-Humain/Singe CD10 conjugué PE
Remarques/Alias	NEP ; SFE ; CD10 ; CALLA ; CMT2T ; SCA43
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4311
GeneID	4311
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52-750 du CD10 humain (NP_000893.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08473
Poids moléculaire protéique	86 kDa
Expédition	Sac de glace