

Ac Monoclonal De Lapin Anti-Humain/Singe Cd127/IL-7R Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P16871

Numéro d'article: CM0009431



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD127/IL-7R humain/singe pour cytométrie en flux. Reconnaît la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-7, réagit de manière croisée avec l'humain et le singe cynomolgus. Convient pour la recherche en immunologie et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain/Singe CD127/IL-7R mAb
Remarques/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3575
GeneID	3575
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-236 du CD127/IL-7Rα humain (NP_002176.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P16871
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace